



Perfekte UHPLC Verbindung: schnell, dicht, totvolumenfrei!

Der **MarvelXACT™** Verbinder ist für den schnellen Säulenanschluss im UHPLC-Bereich vorgesehen. Er zeichnet sich durch ein „One-Piece“ Design aus und ist damit einfach und sofort zu handhaben.

Ein Überdrehen der Kapillarverbindung zur Säule ist nicht möglich.

Die eingebaute Drehmomentbegrenzung ruft ein deutlich hörbares „Klick“ hervor, wenn der Verbinder in optimaler Position eingeschraubt ist.

Die **MarvelXACT™** Kapillare ist aus massivem Edelstahl gefertigt (wahlweise auch mit bioinertem PEEK Layer oder PEEKsil Kapillare) und kann mehr als 100 Mal mit einer Säule verbunden werden.



Hauptmerkmale:

- Totvolumenfreie Verbindung
- Druckbeständig bis 1.310 bar (19.000 psi)
- Finger-tight UHPLC Verbindung
- Biokompatibel
- Schmales Fitting für den Einsatz in engen Säulenöfen
- Ein hörbares „Klick“ bei Erreichen der optimalen Verschraubungsposition
- Flexibler 1/32" AD Schlauch
- Häufiger und schneller Säulenwechsel problemlos möglich