




# Online-Seminar: Theorie des Packens von Glassäulen

**YMC**  
EUROPE GMBH



## Erlernen Sie alle Wege zum Packen einer Glassäule

### Inhalte und Lernziele

- Packprozeduren: Flussverfahren, axiale Komprimierung und Pack-In-Place
- Säulenqualifizierung: Ermittlung von Bodenzahlen und Asymmetrie mittels Pulstest und Übergangsanalyse
- Troubleshooting

### Zielgruppe

Glassäulenanwender jeder fachlichen Qualifikation.

### Anzahl der Teilnehmer

4–8 Personen

### Dauer

2 Stunden

### Datum und Preis

Aktuelle Termine und Preise finden Sie online unter  
<https://ymc.eu/de/anwendertraining-und-fortbildung.html>

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Anfragen:

Dr. Mathias Hehn  
Head of Laboratories  
Tel: +49 2064 427-283  
Fax: +49 2064 427-222  
E-Mail: [hehn@ymc.de](mailto:hehn@ymc.de)



[www.ymc.eu](http://www.ymc.eu)